

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfrsf10D Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubn6

Número de artículo: CM0025368

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TNFRSF10D humano (DcR2/TRAIL-R4). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta el receptor señuelo endógeno de TRAIL; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación de apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TNFRSF10D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4; TNFRSF10D
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8793
ID de Gen	8793
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 257-386 de TNFRSF10D humano (NP_003831.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UBN6
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo