

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tnfrsf10D/Trailr4 Para Fc - Q9Ubn6

Número de artículo: CM0007240

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra TNFRSF10D/TRAILR4 humano (DcR2, TRAIL-R4) se produce utilizando un inmunógeno de proteína recombinante y está validado para FC. Adecuado para la investigación sobre apoptosis inducida por TRAIL y función de los receptores señuelo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra TNFRSF10D/TRAILR4
Observaciones/Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4; TNFRSF10D/TRAILR4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8793
ID del gen	8793
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 56-211 de TNFRSF10D/TRAILR4 humano (NP_003831.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UBN6
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo