


Anticuerpo Policlonal Anti-Tnfrsf11A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q6

Número de artículo: CM0018228



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TNFRSF11A (RANK/CD265), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigaciones sobre osteoclastogénesis y señalización inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo TNFRSF11A
Observaciones/Alias	FEO; OFE; ODFR; OSTs; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A
Especie	Humana
ID del gen (humano)	8792
ID del gen	8792
Inmunógeno	Proteína recombinante/proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 466-616 de TNFRSF11A humano (NP_003830.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q9Y6Q6
Peso molecular	66kDa
Envío	Bolsa de hielo