


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfrsf11A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q6

Número de artículo: CM0017310



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TNFRSF11A de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la osteoclastogénesis y la regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNFRSF11A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FEO; OFE; ODFR; OST5; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8792
GeneID	8792
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 466-616 de TNFRSF11A humano (NP_003830.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6Q6
Peso de la proteína	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo