


Anticuerpo Policlonal Anti-Tnfrsf11B Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - 000300

Número de artículo: CM0020380



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TNFRSF11B para Western blot, IF-parafina, IHC-parafina y ELISA. Reconoce TNFRSF11B humano, de ratón y de rata. Inmunógeno: proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 22-280 de TNFRSF11B humano (NP_002537.3). Uso en investigación: osteoclastogénesis, remodelación ósea y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNFRSF11B Rabbit pAb
Observaciones/alias	OPG; TR1; OCIF; PDB5; TNFRSF11B
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4982
ID del gen	4982
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-280 de TNFRSF11B humano (NP_002537.3)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O00300
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo