


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfrsf11B Para Wb Y Elisa - O00300

Número de artículo: CM0013401



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TNFRSF11B humano (Osteoprotegerina, OPG). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudiar la diferenciación de osteoclastos y la homeostasis ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de conejo TNFRSF11B
Observaciones/Alias	OPG; TR1; OCIF; PDB5; TNFRSF11B
Especie	Humano
GeneID	4982
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-280 del TNFRSF11B humano (NP_002537.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00300
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo