


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfrsf13C Para Wb Y Elisa - Q96Rj3

Número de artículo: CM0013868



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TNFRSF13C humano (BAFF-R, CD268) validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación sobre supervivencia de linfocitos B e inmunodeficiencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNFRSF13C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BAFFR; CD268; CVID4; BAFF-R; BROMIX; prolixin; TNFRSF13C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	115650
GeneID	115650
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de TNFRSF13C humano (NP_443177.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96Rj3
Peso molecular de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo