

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfrsf17 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q02223

Número de artículo: CM0017768



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TNFRSF17 humano (BCMA), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la biología de las células B y la inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNFRSF17 pAb de conejo
Observaciones/Alias	BCM; BCMA; CD269; TNFRSF13A; TNFRSF17
Especie	Humano
GeneID (humano)	608
GeneID	608
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TNFRSF17 humano (NP_001183.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q02223
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo