

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfrsf25 Para Wb, If-P, Elisa - Q93038

Número de artículo: CM0014468



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TNFRSF25 humano (DR3, LARD). Adecuado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una proteína de 45 kDa. Para estudios de apoptosis y homeostasis de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNFRSF25 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DR3, TR3, DDR3, LARD, APO-3, TRAMP, WSL-1, GEF720, WSL-LR, PLEKHG5, TNFRSF12, TNFRSF25
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8718
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-190 de TNFRSF25 humano (NP_683866.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q93038
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo