

Anticuerpo Policlonal Anti-Tnfrsf6B Para Wb, Elisa - 095407

Número de artículo: CM0014587



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TNFRSF6B humano (Receptor señuelo 3, DcR3). Validado para WB y ELISA, reacciona con humano y rata. Ideal para investigación en apoptosis y señalización inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TNFRSF6B
Observaciones/Alias	M68; TR6; DCR3; M68E; DJ583P15.1.1; TNFRSF6B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8771
GeneID	8771
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-300 del TNFRSF6B humano (NP_003814.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O95407
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo