


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfsf10 Para Wb, Elisa - P50591

Número de artículo: CM0020668



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TNFSF10 de alta calidad, validado para WB y ELISA. Detecta TNFSF10/TRAIL humano, una citocina clave inductora de la apoptosis, adecuada para la investigación y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNFSF10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TL2; APO2L; CD253; TANCR; TRAIL; Apo-2L; TNLG6A; TNFSF10
Especie	Humana
GeneID (humano)	8743
GeneID	8743
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P50591
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo