


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfsf11 Para Ihc-P, Elisa - O14788

Número de artículo: CM0021571



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TNFSF11 (RANKL, OPGL) para aplicaciones de IHC-P y ELISA; reacciona con muestras humanas. Ideal para estudios de diferenciación de osteoclastos, regulación inmune y reabsorción ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNFSF11 Rabbit pAb
Notas/Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2; TNFSF11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8600
GeneID	8600
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 165-317 de TNFSF11 humano (NP_003692.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14788
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo