

Anti-Tnfsf13 (April) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Elisa - O75888

Número de artículo: CM0016523



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-TNFSF13 (APRIL) para WB y ELISA. Reconoce TNFSF13 humano, una citocina implicada en el crecimiento de células tumorales y procesos inmunitarios. Ideal para investigación en cáncer e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TNFSF13 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	APRIL; CD256; TALL2; ZTNF2; TALL-2; TNLG7B; TRDL-1; UNQ383/PRO715; TNFSF13
Especie	Humano
GenelD (humano)	8741
GenelD	8741
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 105-247 del TNFSF13 humano (NP_742085.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O75888
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo