


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnfsf13B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y275

Número de artículo: CM0028572



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TNFSF13B (BAFF) humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en inmunología de linfocitos B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra TNFSF13B
Abreviaturas / Sinónimos	DTL; BAFF; BLYS; CD257; TALL1; THANK; ZTNF4; TALL-1; TNLG7A; TNFSF20; TNFSF13B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10673
GeneID	10673
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-160 de TNFSF13B humano (NP_006564.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y275
Peso molecular de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo