

Anticuerpo Policlonal Anti-Tnk1 Para Wb Y Elisa - Q13470

Número de artículo: CM0022054



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la tirosina quinasa no receptora humana TNK1, adecuado para WB y ELISA. Participa en la supresión tumoral y la regulación de la vía Ras-MAPK. Ideal para investigación en cáncer y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KOS1; TNK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8711
GeneID	8711
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-380 de TNK1 humano (NP_001238831.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13470
Peso de la Proteína	72 kDa
Envío	Bolsa de hielo