

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnks1Bp1 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q9C0C2

Número de artículo: CM0022735

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TNKS1BP1 humano (TAB182), validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Adecuado para investigación de la cromatina, el citoesqueleto y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNKS1BP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TAB182; TNKS1BP1
Especie	Humana
GeneID (humano)	85456
GeneID	85456
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 700-1000 de TNKS1BP1 humano (NP_203754.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9C0C2
Peso de la proteína	182 kDa
Envío	Bolsa de hielo