


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tnnc1 Para Wb Y Elisa - P63316

Número de artículo: CM0005379



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo TNNC1 es un anticuerpo monoclonal contra la troponina C, validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del músculo cardíaco y estudios de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TNNC1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TNC; TN-C; TNNC; CMD1Z; CMH13; TNNC1
Especie	Humano
ID de Gen	7134 (Humano)
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la TNNC1 humana (P63316)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P63316
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo