


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tnnc1 Para Wb, If-P, Elisa - P63316

Número de artículo: CM0022960



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TNNC1 humana (Troponina C, músculos esqueléticos lentos y cardíacos). Validado para WB, IF-P, ELISA. Reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre contracción muscular y miocardiopatía.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNNC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TNC; TN-C; TNNC; CMD1Z; CMH13; TNNC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7134
GeneID	7134
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de la TNNC1 humana (NP_003271.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P63316
Peso de la proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo