

Anticuerpo Policlonal Anti-Tnnc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02585

Número de artículo: CM0028864



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TNNC2 validado para Western blot (WB), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante que abarca los aminoácidos 1-160 de la troponina C humana, músculo esquelético. Adecuado para la investigación de la contracción muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TNNC2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	FAP85; CFAP85; CMYP15; MYONRI; TNNC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7125
GeneID	7125
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de TNNC2 humano (NP_003270.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02585
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo