

Anticuerpo Policlonal Anti-Tnni3K Para Wb, Elisa - Q59H18

Número de artículo: CM0030422



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TNNI3K humano. Validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de función cardíaca y miocardiopatía.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	pAb de conejo TNNI3K
Observaciones/Alias	CARK; CCDD; TNNI3K
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51086
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-75 de TNNI3K humano (NP_057062.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q59H18
Peso molecular de la proteína	93kDa
Envío	Bolsa de hielo