

Anticuerpo Policlonal Anti-Tnnt1 Para Wb, Elisa - P13805

Número de artículo: CM0014150

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TNNT1 humana (troponina T de músculo esquelético lento), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigación sobre contracción muscular y miopatía nemalina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TNNT1 Rabbit pAb
Notas/Alias	ANM; TNT; NEM5; STNT; TNTS; TNNT1
Especie	Humano
GeneID	7138
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-262 de TNNT1 humana (NP_001119604.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13805
Peso de la Proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo