

Anticuerpo Policlonal Anti-Tnpo1 Para Wb, Elisa - Q92973

Número de artículo: CM0025842



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TNPO1 humano (Transportina-1), validado para Western blot y ELISA. Muestra reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de transporte nuclear e importinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TNPO1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MIP; TRN; IPO2; MIP1; KPNB2; TNPO1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3842
ID de Gen	3842
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 790-890 del TNPO1 humano (NP_002261.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92973
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo