

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tob2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14106

Número de artículo: CM0028275

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a TOB2, validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. TOB2 es una proteína anti-proliferativa que inhibe la transición de la fase G0/G1 a S, localizada en el citoplasma. Ideal para investigación en ciclo celular y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TOB2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TOB4, TOBL, APRO5, TROB2, TOB2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10766
ID de Gen	10766
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 del TOB2 humano (NP_057356.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14106
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo