


Anticuerpo Policlonal Anti-Tollip Para Wb, Elisa - Q9H0E2

Número de artículo: CM0022254



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a TOLLIP humano, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y rata; ideal para investigación en inmunidad innata y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] TOLLIP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IL-1RAcPIP; [KD Validado] TOLLIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54472
GeneID	54472
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlinales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H0E2
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo