


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tollip (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0E2

Número de artículo: CM0007699



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra TOLLIP, validado por KD, para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Útil para el estudio de la inmunidad innata, la señalización de receptores tipo Toll y las vías de autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] TOLLIP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TOLLIP; IL-1RAcPIP; proteína que interactúa con Toll
Especie	Humano
ID del gen	54472
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-274 de TOLLIP humano (NP_061882.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H0E2
Peso de la proteína	22kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo