


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tom1 Para Wb Y Elisa - O60784

Número de artículo: CM0026924



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TOM1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Objetivo de Myb1 implicado en el tráfico endosomal de proteínas ubiquitinadas. Ideal para estudios de autofagia y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TOM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IMD85; TOM1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10043
ID de gen	10043
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 314-493 de TOM1 humano (NP_001129204.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O60784
Peso de proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo