


Anticuerpo Policlonal Anti-Tom1L1 De Conejo Para Wb, Elisa - 075674

Número de artículo: CM0022076



Introducción

Anticuerpo Policlonal Anti-TOM1L1 de Conejo validado para Western blot y ELISA, que reacciona con TOM1L1 humano, de ratón y de rata. TOM1L1 es una proteína adaptadora involucrada en vías de señalización, localizada en el Golgi y endosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TOM1L1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SRCA5M; TOM1L1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10040
GeneID	10040
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de TOM1L1 humano (NP_005477.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075674
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo