

Anticuerpo Policlonal Anti-Tom1L2 Para Wb, Elisa - Q6Zvm7

Número de artículo: CM0024515

Introducción

TOM1L2 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal para WB y ELISA que detecta TOM1L2 (~56 kDa) de humano, ratón y rata. Es útil para investigación de tráfico endocítico y señalización mitogénica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TOM1L2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TOM1L2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	146691
GeneID	146691
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-450 de TOM1L2 humano (NP_001076437.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6ZVM7
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo