

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tom20 (Conjugado) Para Wb Y If - Q15388

Número de artículo: CM0010422



Introducción

Anticuerpo monoclonal rabbit anti-TOM20 pre-conjugado para la detección directa de TOM20 humano en WB, IF/ICC e IF-P. Validado en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación sobre importación mitocondrial y mitofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb rabbit anti-TOM20 conjugado con
Observaciones/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Especie	Humano
ID del gen	9804
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-145 de TOM20 humano (NP_055580.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15388
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo