

Anticuerpo Policlonal Anti-Tom20 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q15388

Número de artículo: CM0030288



Introducción

TOM20 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal que reconoce TOM20 humano, de ratón y de rata. Adecuado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA, es ideal para estudios de importación mitocondrial, mitofagia y dinámica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TOM20 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9804
ID del Gen	9804
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-145 de TOM20 humano (NP_055580.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15388
Peso Proteico	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo