

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tom20 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15388

Número de artículo: CM0002726



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra TOM20 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta TOM20 humano, de ratón y de rata, un receptor clave de importación mitocondrial. Ideal para investigación en mitocondrias y estudios de mitofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TOM20 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Especie	Humano
GeneID (humano)	9804
GeneID	9804
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-145 del TOM20 humano (NP_055580.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15388
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo