

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tom20 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15388

Número de artículo: CM0019310



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TOM20 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en humanos, ratones y ratas. Dirigido contra el homólogo del receptor de importación mitocondrial TOM20 (Q15388), que participa en la mitofagia y la translocación de proteínas. Ideal para la investigación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra TOM20
Observaciones/Sinónimos	MAS20; MOM19; TOM20; 20
Especie	Humano
GeneID	9804
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-145 de TOM20 humano (NP_055580.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15388
Peso molecular	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo