

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Tom20 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q15388

Número de artículo: CM0007800



Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata anti-TOM20 de alta especificidad validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta TOM20 humano, de ratón y de rata, un receptor de importación mitocondrial. Ideal para la investigación de la función mitocondrial y la mitofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TmAb de Rata TOM20
Observaciones/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9804
ID de Gen	9804
Inmunógeno	Proteína recombinante de TOMM20 humano.
Fuente	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15388
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo