


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tom70 Para Wb, If/Icc, Elisa - O94826

Número de artículo: CM0028548



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TOM70 humano (subunidad del receptor de importación mitocondrial TOM70). Validado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la importación de proteínas mitocondriales y la señalización antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TOM70 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Tom70; TOMM70A; TOM70
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9868
GeneID	9868
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 245-608 de TOM70 humano (NP_055635.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94826
Peso molecular de la proteína	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo