

Anticuerpo Policlonal Anti-Tomm22 Para Wb Y Elisa - Q9Ns69

Número de artículo: CM0015542



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TOMM22 humano, una subunidad del receptor de importación mitocondrial, validado para WB y ELISA. Ideal para investigaciones sobre la importación mitocondrial, la mitofagia y la translocación de preproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TOMM22 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	1C9-2; TOM22; MST065; MSTP065; TOMM22
Especie	Humano
GeneID (humano)	56993
GeneID	56993
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-83 de TOMM22 humano (NP_064628.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NS69
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo