

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tomm22 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ns69

Número de artículo: CM0011027



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra TOMM22 humano, validado para Western blot, IHC-P, IP y ELISA. Reconoce el homólogo del receptor de importación mitocondrial subunidad TOM22 en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación mitocondrial.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                 |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto | TOMM22 Rabbit mAb                     |
| Observaciones/Alias | 1C9-2; TOM22; MST065; MSTP065; TOMM22 |
| Especie             | Humano                                |
| GeneID (Humano)     | 56993                                 |
| GeneID              | 56993                                 |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético                     |
| Fuente              | Conejo                                |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales              |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IP, ELISA                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                   |
| SWISS               | Q9NS69                                |
| Peso Proteico       | 16kDa                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                        |