

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tomm34 - Q15785

Número de artículo: CM0010621

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a TOMM34, un receptor de importación mitocondrial. Validado para Western blot, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada humana y de rata. Ideal para estudiar la importación de proteínas mitocondriales y las funciones de chaperona de precursores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo TOMM34
Observaciones/Alias	TOM34; URCC3; HTOM34P
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10953
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-309 de TOMM34 humano (NP_006800.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q15785
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo