

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tomm40 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O96008

Número de artículo: CM0026621



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TOMM40, un componente clave de la translocasa mitocondrial. Apto para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; con reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la importación mitocondrial y la mitofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TOMM40 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TOM40; PEREC1; C19orf1; PER-EC1; D19S1177E; TOMM40
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10452
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 de TOMM40 humano (NP_001122389.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O96008
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo