

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tomm40L Para Wb, Elisa - Q969M1

Número de artículo: CM0020995

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TOMM40L de alta calidad, validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta TOMM40L humano y presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para la investigación de la importación de proteínas mitocondriales.

[Aprende más](#)

| Parámetro              | Valor                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto    | TOMM40L Rabbit pAb                                                                                                |
| Observaciones/Sinónimo | TOMM40B; TOMM40L                                                                                                  |
| Especie                | Humano                                                                                                            |
| GeneID (humano)        | 84134                                                                                                             |
| GeneID                 | 84134                                                                                                             |
| Inmunógeno             | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TOMM40L humano (NP_115550.2) |
| Origen                 | Conejo                                                                                                            |
| Categoría              | Anticuerpos policlonales                                                                                          |
| Aplicación             | WB, ELISA                                                                                                         |
| Reactividad cruzada    | Ratón                                                                                                             |
| SWISS                  | Q969M1                                                                                                            |
| Peso de la proteína    | 33 kDa                                                                                                            |
| Envío                  | Bolsa de hielo                                                                                                    |