

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tomm5 Para If/Icc Y Elisa - Q8N4H5

Número de artículo: CM0022608



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TOMM5 validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Detecta TOMM5 humano y de ratón, una subunidad del complejo TOM implicada en la importación de proteínas mitocondriales y la señalización de la mitofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TOMM5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	Tom5; C9orf105; bA613M10.3; TOMM5
Especie	Humano
ID del gen (humano)	401505
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-51 de TOMM5 humano (NP_001001790.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q8N4H5
Peso de la proteína	6 kDa
Envío	Bolsa de hielo