

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Top1Mt Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q969P6

Número de artículo: CM0024548

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la topoisomerasa I de ADN mitocondrial humana (TOP1MT), validado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con TOP1MT humana y de rata. Adecuado para investigación en biología mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TOP1MT pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TOP1MT
Especie	Humana
GeneID (Humano)	116447
GeneID	116447
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 470-550 de TOP1MT humana (NP_443195.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Rata
SWISS	Q969P6
Peso Proteico	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo