


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Top2A (Adn Topoisomerasa Ii Alfa) Para Wb Y Elisa - P11388

Número de artículo: CM0020928



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TOP2A humano, validado para Western blot y ELISA. Se dirige a la ADN topoisomerasa II alfa, una enzima clave en la topología del ADN y la segregación cromosómica. Ideal para la investigación del ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADN topoisomerasa II alfa (TOP2A), pAb de conejo
Observaciones / Alias	TOP2; TP2A; TOP1IA; TOP2alpha; ADN topoisomerasa II alfa (TOP2A)
Especie	Humano
ID del gen	7153
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 1100-1200 de TOP2A humano, NP_001058.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P11388
Peso de la proteína	174 kDa
Envío	Bolsa de hielo