


Anticuerpo Policlonal Anti-Topo II α Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11388

Número de artículo: CM0021945



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la ADN topoisomerasa 2-alfa humana (Topo II α). Apto para Western blot, IHC-P y ELISA. Validado para muestras humanas. Ideal para investigación oncológica y estudios del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Topo II α
Observaciones/Alias	TOP2A; TOP2; TP2A; ADN topoisomerasa 2-alfa; Topo II α
Especie	Humano
GeneID (humano)	7153
GeneID	7153
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1431-1531 de la Topo II α humana (NP_001058.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11388
Peso Proteico	174kDa/177kDa/178kDa/182kDa
Envío	Bolsa de hielo