

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Topors Para Wb Y Elisa - Q80Z37

Número de artículo: CM0019144

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Topors (LUN/p53BP3), una ligasa E3 de ubiquitina y SUMO1 implicada en la supresión de tumores. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre la regulación de p53 y la respuesta al daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Topors Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LUN; TP53BPL; p53BP3/LUN; Topors
Especie	Humano
GeneID (Humano)	106021
GeneID	106021
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de Topors de ratón (NP_598858.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q80Z37
Peso Proteico	117kDa
Envío	Bolsa de hielo