

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tor4A Para Wb, Elisa - Q9Nxx8

Número de artículo: CM0002725

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TOR4A humano (Torsin-4A) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Inmunógeno: proteína de fusión recombinante que abarca los aminoácidos 1-130 de TOR4A humano (Q9NXH8).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TOR4A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	C9orf167; TOR4A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54863
ID de Gen	54863
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de TOR4A humano (Q9NXH8)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NXH8
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo