

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Torc2/Crtc2 Para Wb Y Elisa - Q53Et0

Número de artículo: CM0002143



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TORC2 (CRTC2) humano, validado para Western blot (WB) y ELISA; presenta reactividad cruzada con rata. Útil para estudiar la transcripción mediada por CREB, la gluconeogénesis y la biogénesis mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TORC2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TORC2; TORC-2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	200186
ID del Gen	200186
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 594-693 de TORC2 humano (Q53ET0).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q53ET0
Peso Molecular de la Proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo