

Anticuerpo Policlonal Anti-Torsina/Tor1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14656

Número de artículo: CM0019693



Introducción

pAb de Conejo contra TorsinA/TOR1A para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido a la chaperona Torsin-1A relacionada con la distonía, involucrada en el plegamiento de proteínas y el reciclaje de vesículas sinápticas. Ideal para investigación en neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra TorsinA/TOR1A
Observaciones/Alias	DQ2; AMC5; DYT1; TorsinA/TOR1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1861
GeneID	1861
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 63-332 de TorsinA/TOR1A humana (NP_000104.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14656
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo