

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Torsina/Tor1A Para Wb, If/Icc, Elisa - O14656

Número de artículo: CM0011751



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TorsinA/TOR1A humana (O14656), validado para WB, IF/ICC y ELISA en humanos, ratones y ratas. Este reactivo facilita la investigación del plegamiento de proteínas, el reciclaje de vesículas sinápticas y la dinámica de la envoltura nuclear en estudios de distonía y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TorsinA/TOR1A mAb de conejo
Observaciones/Alias	DQ2; AMC5; DYT1; TorsinA/TOR1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1861
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 233-332 de TorsinA/TOR1A humana (O14656)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14656
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo