

## Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Tox Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O94900

Número de artículo: CM0029675

### Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra TOX validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína TOX de caja de grupo de alta movilidad asociada a selección de timocitos, un regulador transcripcional esencial para el desarrollo de células inmunitarias y la diferenciación neural.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | TOX Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | TOX1; TOX                                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 9760                                                                                                                            |
| GeneID              | 9760                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-165 de TOX humano (NP_055544.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                        |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                             |
| SWISS               | O94900                                                                                                                          |
| Peso de la Proteína | 58kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                  |