

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tp53Aip1 Para Wb, Elisa - Q9Hcn2

Número de artículo: CM0029366

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo TP53AIP1 validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Peso molecular diana 13kDa. Apto para investigación de apoptosis dependiente de p53.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TP53AIP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	P53AIP1; TP53AIP1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	63970
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9HCN2
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo